

SOLUBrux Knirscherschiene


Art-Nr.: 034019g / GTIN: 3770002034026 / Hersteller: W3 Solutions



50,68EUR

inkl. 16% MwSt. zzgl. 5,75EUR DHL-Versand

Innerhalb von 24 Stunden versandfertig



SOLUBrux

neue Schutzschiene gegen Bruxismus

Zähneknirschen macht krank

Neuere Untersuchungen enthüllen alarmierende Fakten. Schon jeder zweite Mensch leidet unter **Bruxismus** (Fachwort für das unbewusste Knirschen und pressen der Zähne). Die betroffenen wissen oft dass viele Ihrer Beschwerden und leiden durch **Bruxismus** entstehen.

Zähneknirschen ist nicht nur "nächtliche Ruhestörung". Zähneknirschen ist eine Krankheit, die behandelt werden muss!

Wissen Sie ob Sie nachts mit den Zähnen knirschen?

Die ersten Symptome sind schmerzen im Kiefergelenk, Zähnen und Muskeln nach den Erwachen. Das "Kieferknacken" ist oft ein Zeichen dafür, dass Sie schon längere Zeit "knirschen".

Wussten Sie schon?

...dass bei nächtlichem Zähneknirschen bis zum 10fachen des normalen Kaudruckes ausgeübt wird? (über 400kg/cm²)

Die Folgen

Bruxismus ist in den meisten Fällen der Grund von **Kiefergelenkerkrankungen** und verursacht die unwiderrufliche Abnutzung der Zähne. **Kopfschmerzen, Migräne, Tinnitus, Schwindelgefühle, Halswirbelverstellung**,...die Liste der Beschwerden, die durch Bruxismus entstehen können ist sehr lang.

Bruxismus ist die dritthäufigste Ursache von **Schlafstörungen**. Die Folgen wie **Konzentrationsmangel**, Tagesmüdigkeit und der gefährliche, für viele tödliche Autounfälle verantwortliche "**Sekundenschlaf**".

In Über 95% aller Bruxismusfälle ist die Ursache emotionaler Stress. Da ist es nicht wirklich verwunderlich, dass immer mehr Menschen mit den Zähnen knirschen, denn wer hat in der heutigen Zeit keinen Stress?

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Es gibt kein Medikament gegen diese vom Unterbewusstsein ausgelöste Krankheit. Nur das Tragen einer individuellen Knirscherschiene kann Bruxismus und seine Folgen verhindern. Bisher konnte eine wirksame Schiene nur vom Zahnarzt und Zahntechniker in einem aufwendigen Verfahren angefertigt werden.

Produktinformation

Was ist SOLUBrux?

In Zusammenarbeit mit Zahnärzten, Zahntechnikern und Universtitäten wurde eine Schutzschiene entwickelt, die den hohen, medizinischer



SOLUBrux neue Schutzschiene gegen Bruxismus

- Perfekte Anpassung an die individuelle Form der Zähne
- Angepasste Schichtstärke zwischen oberen und unteren Zähnen für eine optimale Druckverteilung der Kaukräfte.
- Kaufläche fest und glatt für ungehinderte Knirschbewegungen zur Entlastung von Kiefergelenk und Muskeln.
- Jederzeit neu Anpassbar für einen dauerhaften Tragekomfort.
- 2 Jahre Garantie

Wie benutzt man SOLUBrux?

Vor dem Tragen von SOLUBrux muss die individuelle Anpassung durchgeführt werden. Dies dauert nur wenige Minuten, wenn Sie der einfachen Gebrauchsanleitung folgen.

Funktionsprinzip

Durch das Erwärmen in heissem Wasser, wird das Material verformbar, so dass sich die Zähne beim Hineinbeißen tief eindrücken (Boil and Bite Verfahren). Die unteren Zähne hingegen beißen gegen den flexiblen, jedoch festen Aufbiss-Liner ohne Abdrücke auf der Kaufläche zu hinterlassen. Die so erzeugte gleichmässige Kontaktfläche für alle Zähne entlastet Zähne und Gelenk und sorgt für eine lange Lebensdauer der Schiene.

Akute Symptome Muskel-, Zahn- und Kopfschmerzen verschwinden meist schon nach kurzer Zeit.

SOLUBrux ist in drei verschiedenen Farben erhältlich. Suchen Sie sich einfach unten eine Farbe aus , die Ihnen gefällt.

Gleich mitbestellen...

Professional Reinigertabs (32 Stück je Packung)

1er, 3er oder 5er Pack oben als Option auswählbar