

Express 32, Reinigungstabs für Schnarchschiele Zahnspange



SCHLAF-LADEN
Innovative Lösungen gegen
Schnarchen & Zähnknirschen

Art-Nr.: 000077



9,95EUR

inkl. 19% MwSt. zzgl. 5,90EUR DHL-Versand

Staffelpreise

Ab 3 8,95EUR - Sie sparen 1,00EUR

Ab 5 7,95EUR - Sie sparen 2,00EUR

Innerhalb von 24 Stunden versandfertig



ACHTUNG !!!

Die Professional Reinigertabs heißen ab sofort BONY Plus!

BonyPlus Express 32 Reinigungstabs für Schnarchschiene und Zahnspangen

hochwirksame Desinfektion für Ihre Schnarchschiene oder auch Zahnspange Ihres Kindes.

Das Problem

Bakterielle Beläge siedeln sich nicht nur an den Zähnen an, sondern auch an der Schnarchschiene/Zahnspange. In den mikroporösen Oberflächen setzen sich vielfältige Mikroorganismen fest, wie z. B. das Herpes-Simplex-Virus oder der Pilz Candida Albicans. Ohne genaueste Hygiene kann das zu Reizungen der Mundschleimhaut führen oder sogar Entzündungen usw. den Weg bereiten.

Bisher gab es keine Möglichkeit, diese bakteriellen Besiedlungen wirksam und dauerhaft zu entfernen. Herkömmliche Reinigungstabletten sind dazu nicht in der Lage. Die Lösung ist die Desinfektionstablette **BonyPlus Reinigungstabs**.

Anwendung

- Vorbeugen
Desinfizieren Sie die Schnarchschiene/Zahnspange von Anfang an 2 mal wöchentlich
- Bei Reizungen, Entzündungen etc. ist eine zweiwöchige Grundbehandlung der Schnarchschiene/Zahnspange nötig. verwenden Sie in den ersten zwei Wochen täglich eine Desinfektionstablette. Danach 2 x wöchentlich anwenden.

So desinfizieren Sie die Schnarchschiene/Zahnspange



- Die Schnarchschiene/Zahnspange wie gewöhnlich bürsten, reinigen und spülen
- Schnarchschiene/Zahnspange vollständig in ein Glas mit warmen Wasser legen und eine Tablette beifügen (pro Schnarchschiene/Zahnspange eine Tablette).
- Lösung mindestens 15 Minuten einwirken lassen.
- Schnarchschiene/Zahnspange aus der Lösung nehmen und diese unter fließendem Wasser gründlich abspülen
- Nun ist die Schnarchschiene/Zahnspange desinfiziert

Packungsinhalt 32 Tabs, reicht für bis zu 16 Wochen

Gründliche Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer Ihrer Schnarchschiene erheblich. Eine Investition, die sich bald bezahlt macht!

Hergestellt in der Schweiz, deutsche Bedienungsanleitung liegt bei.